


의료진 전용 앱 사용자 가이드

병원과 구급차를 하나로 잇는 스마트 응급 플랫폼



This guide introduces DALLGOO —
a smart platform that streamlines hospital-to-ambulance coordination and patient
monitoring.






DALLGOO Step 01. 로그인 및 인증

Step 01-1. 계정 생성


카카오 계정으로 간편 로그인하거나 신규 가입을 진행합니다.

카카오 계정 생성이 완료 후 "시작하기" 버튼을 눌러 다음 단계로 이동합니다.




Step 01-2. 전문의료인 권한 신청


사용자 구분 선택 화면 '전문의료인'(의사·간호사·구조사)을 선택합니다.



서비스 이용약관, 개인정보처리방침, 위치정보 이용약관 등 필수 약관에 동의합니다.



직종(의사, 간호사 등)을 선택하고 병원 명찰 사진을 업로드합니다.



관리자의 승인 절차가 완료되면 전문의료인 서비스 이용이 가능합니다.





DALLGOO Step 02. 구급차 호출

Step 02-1. 필수 정보 및 위치 권한 허용

응급호출을 이용하기 위해 의료진 연락처를 등록합니다.

정확한 출발 위치 확인을 위해 위치 접근 권한을 허용합니다.






Step 02-2. 구급차 즉시 호출

화면 상단에서 즉시호출 탭을 선택합니다.

현재 위치를 기준으로 출발지를 검색하거나 직접 주소를 입력합니다.

검색결과를 선택 후에 상세주소란에 세부주소를 등록합니다.

목적지를 검색하고, 결과를 선택하고 상세주소를 입력 후 "다음"을 눌러 완료합니다





DALLGOO Step 02. 구급차 호출


Step 02-3. 출발지/목적지 확인 및 환자상태 입력

지도를 통해 출발지를 최종 확인하고
"출발지로 설정" 버튼을 눌러
지정합니다.

지도를 통해 목적지를 최종 확인하고
"목적지로 설정" 버튼을 눌러
지정합니다.




이송 대상자(환자)의 이름과
진행상황 알림톡을 받을
보호자 분의 연락처를 입력합니다.




환자의 상태를 입력합니다.
*감염병 여부 - 필수 항목




환자의 주소소를 입력합니다.
*입력내용은 이송대원에게 전달되며
빠른처치에 도움이 됩니다.



(선택)필요한 산소 투여량을
입력합니다.



(선택)KTAS 등급을
입력합니다.





Step 02. 구급차 호출[예약호출]

Step 02-4. 예약 호출 및 환자상태 입력

화면 상단에서 예약 호출 탭을 선택합니다.

예약할 날짜를 달력에서 선택합니다.







날짜 선택 시 '선택완료' 버튼이 활성화됩니다.

예약 시간을 '시'와 '분' 단위로 지정해 설정합니다.
(출발 30분 전까지 가능합니다.)

선택한 날짜/시간이 화면에 표시되며, '예약 접수하기'를 눌러 예약을 확정합니다.

즉시호출과 동일하게 연락받을 정보, 산소량, KTAS를 입력합니다.

호출 정보가 목록에 표시됩니다. 클릭시 진행 상태를 확인할 수 있습니다.





Step 03. 실시간 이송 확인

호출이 접수되면 가용 가능한 구급차가 배정됩니다. 구급차 번호, 담당 대원, 연락처 정보를 확인할 수 있으며 필요 시 호출 취소도 가능합니다.

Step 03. 실시간 이송 경로 및 생체신호 확인

하단의 호출 정보 탭을 눌러 현재 진행중인 즉시호출/예약 호출 목록을 확인 할 수 있습니다.






상단 진행바에서 현재 단계(출동 → 이송 → 완료)를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

이송 중 수집된 생체신호(HR, SpO₂, NIBP 등)와 KTAS 단계가 시간순으로 표시됩니다.

이송 완료 후 감사 메시지와 함께 최종 요금 및 이동 경로를 확인할 수 있습니다.

출발지부터 도착지까지의 실제 이동 경로가 지도로 표시됩니다.

하단의 사용이력 탭을 눌러 이전 호출 내역을 확인할 수 있습니다.



DALLGOO 앱 사용시 유의사항

정확한 위치 및 연락처 입력

이송 요청 시 입력한 출발지·도착지·연락처 정보는 구급차 배정 및 응급 연락에 직접 사용되므로 반드시 정확히 입력해주세요.

의료정보 보호 및 접근 제한

이송 중 수집된 환자 생체신호(V/S) 및 의료정보는 허가된 의료진과 보호자만 열람할 수 있으며, 달구는 이를 안전하게 암호화하여 관리합니다.

사이트 www.dallgoo.com

위치·알림 권한 허용 필요



실시간 호출 및 구급차 위치 추적을 위해 앱 사용 중 위치 접근과 알림 권한을 허용해야 정상적인 서비스 이용이 가능합니다.

네트워크 연결 상태 확인

실시간 관제 및 호출 알림은 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다. Wi-Fi 또는 LTE/5G 환경에서 원활하게 작동합니다.

메일 dall9.developer@gmail.com

의료진과 환자를 잇는 스마트 이송 플랫폼



* 기기 및 운영체제(OS) 버전에 따라 일부 기능이 다를 수 있습니다. 원활한 이용을 위해 최신 버전의 앱 사용을 권장합니다.